



Agar S.S. 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO *IN VITRO*

Meio seletivo para o isolamento de *Salmonella* e *Shigella*.

Indicações: Suspender 57,9 g em 1 L de água destilada ou deionizada, aquecer com agitação frequente e ferver em fogo baixo durante 2 min. EVITAR QUALQUER SUPERAQUECIMENTO. NÃO ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE. Esfriar até 45 - 50 °C e distribuir.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

Peptona bacteriológica	5,0
Hidrolisado enzimático de caseína	10,0
Extrato nutritivo	2,0
Extrato de levedura	3,5
Lactose	10,0
Tiosulfato de sódio	10,0
Citrato de sódio tribásico	2,5
Citrato férrico amoniacal	1,5
Sais biliares	1,42
Vermelho neutro	0,025
Verde brilhante	0,00033
Agar	12,0

pH 7,3 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejucal, Habana, Cuba.