



Água Triptona 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO IN VITRO

Meio de cultivo líquido para a identificação de microorganismos pela formação de indol.

Indicações: Suspender 15 g em 1 L de água destilada ou deionizada, homogeneizar bem, distribuir e esterilizar a 121 °C por 15 min.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

Hidrolisado enzimático de caseína	10,0
Cloreto de sódio	5,0

pH 7,5 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejucal, Habana, Cuba.