

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Baird Parker.

Código: 4020.0010

Lote: BP 80106

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 22 / 06 / 2018

Vencimento: 22 / 09 / 2018

Laudo: 180714

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Amarelo.	Conforme		
Transparência	Opaco.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	6,80 ± 0,20	6,90		
Viabilidade				
	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 Colônias negras com formação de halo.	≥ 50%	20 UFC	21 UFC	95 %
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 Colônias negras sem formação de halo.	≥ 50%	19 UFC	20 UFC	88 %

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 25 / 06 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br