

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Dicloran Rosa Bengala Cloranfenicol.

Código: 4046.0140

Lote: DRBC 80801

Placas 140x15 com 60 ml.

Fabricação: 15 / 06 / 2018

Vencimento: 15 / 10 / 2018

Laudo: 180685

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Rosa.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
5 dias a 22,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	5,60 ± 0,20	5,65

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 50%	17 UFC	17 UFC	100 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inibido	00 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja para bactéria e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 20 / 06 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br