

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido D.

Código: 4108.0100

Lote: FLD 81501

**Frasco com selo de alumínio
de 100ml com 100 ml.**

Fabricação: 18 / 05 / 18

Vencimento: 18 / 07 / 18

Laudo: 180573

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor	Incolor a âmbar claro.	Conforme
Transparência	Translúcido.	Conforme
Textura	Líquido.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

Esterilidade

14 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C.	Ausência de crescimento.	Conforme
------------------------------	--------------------------	-----------------

pH	$7,10 \pm 0,20$	6,99
-----------	-----------------	-------------

Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	23 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	40 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	32 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	14 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 01 / 06 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br