

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja, Tween 80 e Penase.

Código: 4065.0110

Lote: MCTAP 80219

Lote Penase CEFAR: D6147

Placas rodac com 17,5 ml.

Fabricação: 27 / 08 / 2018

Vencimento: 27 / 11 / 2018

Laudo: 180964

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	7,30 ± 0,20	7,27		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	23 UFC	24 UFC	96 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	24 UFC	27 UFC	91 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	41 UFC	42 UFC	96 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	27 UFC	26 UFC	102 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	36 UFC	37 UFC	97 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	14 UFC	14 UFC	96 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 04 / 09 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br