

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Salina Peptonada com Tampão Fosfato.**

**Código: 4186.0502**

**Lote: PBPS 84601**

**Frasco SCH de 500ml  
com 400 ml.**

**Fabricação: 19 / 04 / 2018**

**Vencimento: 19 / 07 / 2018**

**Laudo: 180488**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Âmbar claro.	<b>Conforme</b>	
Transparência	Translúcido.	<b>Conforme</b>	
Textura	Líquido.	<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>	
<b>Controle Negativo</b>			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	7,00 ± 0,20	<b>6,98</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	≤ 100 UFC	<b>24 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≤ 100 UFC	<b>18 UFC</b>	<b>Conforme</b>

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 23 / 04 / 2018**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br