

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar R2A

Código: 4064.0010

Lote: R2A 80107

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 04 / 06 / 2018

Vencimento: 04 / 08 / 2018

Laudo: 180605

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Incolor a âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente podendo apresentar leve precipitado.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,20 ± 0,20	7,16

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≥ 70%	29 UFC	27 UFC	107 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	17 UFC	18 UFC	97 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 11 / 06 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br