

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar R2A

Código: 4178.0010

Lote: R2AO 80109

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 29 / 08 / 2018

Vencimento: 29 / 10 / 2018

Laudo: 180972

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Incolor a âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente podendo apresentar leve precipitado.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,20 ± 0,20	7,37

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≥ 70%	41 UFC	41 UFC	101 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	18 UFC	17 UFC	103 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 04 / 09 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br