

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar R2A.

Código: 4187.0250

Lote: R2AO 82102

**Frasco com tampa lacre
de 250ml com 100 ml.**

Fabricação: 05 / 02 / 2018

Vencimento: 05 / 04 / 2018

Laudo: 180138

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Incolor a âmbar claro.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente com leve precipitado.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	$7,20 \pm 0,20$	7,12		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	$\geq 70\%$	20 UFC	21 UFC	93 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	$\geq 70\%$	19 UFC	19 UFC	103 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Tripton de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 08 / 02 / 2018

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br