

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido Tioglicolato.

Código: 4073.0250

Lote: THIO 92103

**Frasco com tampa lacre
de 250ml com 100 ml.**

Fabricação: 29 / 03 / 2019

Vencimento: 29 / 06 / 2019

Laudo: 190319

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
| Aspecto | | | |
| Cor | Amarelado com uma camada superior rosa. | Conforme | |
| Transparência | Ligeiramente opalescente. | Conforme | |
| Textura | Líquido. | Conforme | |
| Homogeneidade | Heterogêneo. | Conforme | |
| Esterilidade | | | |
| 14 dias a 32,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento. | Conforme | |
| pH | 7,10 ± 0,20 | 7,17 | |
| Viabilidade | Inóculo | Média da Referência | Crescimento Visível |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 | ≤ 100 UFC | 16 UFC | Conforme |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | ≤ 100 UFC | 33 UFC | Conforme |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 | ≤ 100 UFC | 19 UFC | Conforme |
| <i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437 | ≤ 100 UFC | 22 UFC | Conforme |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | ≤ 100 UFC | 18 UFC | Conforme |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | ≤ 100 UFC | 14 UFC | Conforme |

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes* e Agar Sabouraud Dextrose para *C. albicans* e *A. brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 12 / 04 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br