

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja.

Código: 4175.0010

Lote: TSAT 70196

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 27 / 09 / 2017

Vencimento: 27 / 01 / 2018

Laudo: 170919

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

Esterilidade

5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
------------------------	--------------------------	----------

pH	7,30 ± 0,20	7,17
-----------	-------------	------

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	37 UFC	35 UFC	106 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	24 UFC	28 UFC	86 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	17 UFC	17 UFC	100 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	25 UFC	22 UFC	111 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	25 UFC	25 UFC	102 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	15 UFC	14 UFC	107 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 05 / 10 / 2017

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br