



Agar Bacteriológico A 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO IN VITRO

Agar de propósito geral empregado como agente gelificante para a preparação de meios de cultivo.

Indicações: Recomenda-se seu emprego em meios de cultivo que não requerem de uma transparência e compatibilidade extremas.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Análises típicas %, p/p
Perda por dessecação ≤ 12,0

pH (solução a 1,5 %) ~ 6,5

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejuical, Habana, Cuba.