



**Caldo Cérebro Coração** 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO  
*PARA USO IN VITRO*

Meio altamente nutritivo para o cultivo de uma grande variedade de microorganismos exigentes, incluindo estreptococos, pneumococos e meningococos.

Indicações: Suspender 37 g em 1 L de água destilada ou deionizada, ferver até dissolução completa, distribuir e esterilizar a 121 °C por 15 min.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

Proteose peptona	13,2
Extrato de cérebro	2,8
Extrato de coração	9,1
Dextrose	2,0
Fosfato disódico	3,3
Cloreto de sódio	6,6

pH 7,4 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

---

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: [atendimento@biocendobrasil.com.br](mailto:atendimento@biocendobrasil.com.br)  
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejucal, Habana, Cuba.