



Extrato de levedura C 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO IN VITRO

Autolisado de levedura rico em substâncias nitrogenadas e vitaminas, especialmente do grupo B.

Indicações: Recomenda-se como ingrediente em uma ampla gama de meios para a promoção de crescimento de muitos microorganismos. Pode utilizar-se como componente dos meios para a produção de vacinas e outros produtos biológicos.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Análises típicas %, p/p

Perda por dessecação $\leq 7,0$

Nitrogênio total $\geq 8,0$

Nitrogênio amínico $\geq 3,0$

pH (solução a 2 %) $\sim 7,0$

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejuical, Habana, Cuba.