



**Meio MR-VP** 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO  
*PARA USO IN VITRO*

Meio recomendado para a diferenciação bioquímica de bactérias coliformes baseada nas provas de vermelho de metila e Voges-Proskauer.

Indicações: Suspender 17 g em 1 L de água destilada ou deionizada, homogeneizar bem, distribuir em tubos e esterilizar a 121 °C por 15 min.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Peptona bacteriológica | 7,0 |
| Dextrose               | 5,0 |
| Fosfato dipotásico     | 3,6 |
| Fosfato monopotásico   | 1,4 |

pH 6,9 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

---

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: [atendimento@biocendobrasil.com.br](mailto:atendimento@biocendobrasil.com.br)  
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejucal, Habana, Cuba.