



Meio T.C.B.S. 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO IN VITRO

Meio para o cultivo e isolamento seletivo de vibrios patogênicos a partir de materiais clínicos, águas e alimentos.

Indicações: Suspender 88 g em 1 L de água destilada ou deionizada, aquecer até ebulição. EVITAR QUALQUER SUPERAQUECIMENTO. NÃO ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE, NEM REFUNDIR. Esfriar até 45-50 °C e distribuir.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

Peptona bacteriológica	10,0
Extrato de levedura	5,0
Sacarose	20,0
Bile de Buey	8,0
Tiosulfato de sódio	10,0
Citrato de sódio tribásico	10,0
Citrato férrico	1,0
Cloreto de sódio	10,0
Azul de bromotimol	0,04
Azul de timol	0,04
Agar	14,0

pH 8,6 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejuical, Habana, Cuba.