



Meio Tioglicolato 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO IN VITRO

Meio para a realização dos ensaios de esterilidade. É idôneo para o cultivo de organismos tanto aeróbios como anaeróbios.

Indicações: suspender 29,5 g em 1 L de água destilada ou deionizada, ferver até dissolução completa, esterilizar a 121 °C por 15 min, homogeneizar bem e esfriar até temperatura ambiente. AO OBSERVAR COR ROSA EM MAIS DE 20 % DO MEIO, REAQUECER UMA SÓ VEZ DURANTE 10 MIN EM UM BANHO DE ÁGUA FERVENTE.

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

Hidrolisado enzimático de caseína	15,0
Extrato de levedura	5,0
Dextrose	5,0
L-cistina	0,75
Tioglicolato de sódio	0,5
Cloreto de sódio	2,5
Resazurina	0,001
Agar	0,75

pH 7,0 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejuical, Habana, Cuba.