



Agar Entérico de Hektoen 500 g

PARA USO MICROBIOLÓGICO
PARA USO IN VITRO

Meio seletivo e diferencial para o cultivo e isolamento de microorganismos entéricos Gram-negativos em amostras clínicas e não clínicas.

Indicações: Suspender 75,7 g em 1 L de água destilada ou deionizada, ferver até dissolução completa, homogeneizar bem e distribuir. **NÃO ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE.**

Manter o frasco hermeticamente fechado em lugar seco, protegido da luz, a temperatura de 15 a 30 °C.

Fórmula g/L

Peptona bacteriológica	12,0
Extrato de levedura	3,0
Lactose	12,0
Sacarose	12,0
Salicina	2,0
Sais biliares	9,0
Cloreto de sódio	5,0
Citrato férrico amoniacal	1,5
Tiosulfato de sódio	5,0
Fucsina ácida	0,1
Azul de bromotimol	0,065
Agar	14,0

pH 7,6 ± 0,2

Lote: xxxx

Vencimento: xxxx

Importado por: Biocen do Brasil LTDA CNPJ 03.594.155/0001-91, Rua Pedro Stancato, 690, Campinas – SP CEP 13.082-050. Tel/fax 19-3246-2581 E. mail: atendimento@biocendobrasil.com.br
Fabricante/Origem: Centro Nacional de Biopreparados, Carretera a Beltrán, km 1 ½, Bejucal, Habana, Cuba.