

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Caldo Dextrose Sabouraud Concentração 1,5X.

Código: 4244.0015

Lote: 15CDS 840001

Tubo com 15ml.

Fabricação: 11 / 06 / 2020

Vencimento: 11 / 10 / 2020

Laudo: 200725

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro a âmbar.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$5,60 \pm 0,20$	5,67	
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	41 UFC	Conforme

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 16 / 06 / 2020

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br