

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Água Peptonada Tamponada 1,0%.

Código: 4248.0092

Lote: 1APT 920006

Tubo de 50ml com 40ml

Fabricação: 23 / 09 / 2021

Vencimento: 25 / 03 / 2022

Laudo: 211623

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aspecto | | | |
| Cor | Âmbar claro. | Conforme | |
| Transparência | Translúcido. | Conforme | |
| Textura | Líquido. | Conforme | |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme | |
| Esterilidade | | | |
| 03 dias a 32,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento. | Conforme | |
| pH | 7,00 ± 1,00 | 6,98 | |
| Viabilidade | | | |
| | Inóculo | Média da Referência | Crescimento Visível |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | ≤ 100 UFC | 35 UFC | Conforme |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 | ≤ 100 UFC | 37 UFC | Conforme |

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 27 / 09 / 2021

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br