

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja, Tween 80, BetaLactamase e Piruvato.

Código: 4232.0110

Lote: BETAP 020003

Placas rodac com 17,5 ml.

Laudo: 200223

**BetaLactamase:
019.MP.00318**

10ml/Litro

**1.000 IU Cefalosporinase
10.000 IU Penicilinase**

Fabricação: 26 / 02 / 2020

Vencimento: 26 / 05 / 2020

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	7,30 ± 0,20	7,16		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	22 UFC	26 UFC	84 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	28 UFC	30 UFC	93 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	18 UFC	20 UFC	90 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	37 UFC	36 UFC	103 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	24 UFC	26 UFC	92 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	13 UFC	14 UFC	93 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 09 / 03 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br