

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Cérebro Coração.

Código: 4075.0010

Lote: BHI 010001

Placas 90x15 com 20 ml.

Fabricação: 02 / 04 / 2020

Vencimento: 02 / 07 / 2020

Laudo: 200409

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Cumpre
Transparência	Ligeiramente opalescente com precipitado.	Cumpre
Textura	Gelatinoso.	Cumpre
Homogeneidade	Homogêneo.	Cumpre
Esterilidade		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Cumpre
pH	7,40 ± 0,20	7,29

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	39 UFC	40 UFC	96 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≥ 70%	25 UFC	27 UFC	92 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 09 / 04 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br