

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Baird Parker.

Código: 4020.0010

Lote: BP 010003

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 17 / 04 / 2020

Vencimento: 17 / 08 / 2020

Laudo: 200476

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Amarelo.	Conforme
Transparência	Opaco.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	$6,80 \pm 0,20$	6,89

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 Colônias negras com formação de halo.	$\geq 50\%$	46 UFC	45 UFC	102 %
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 Colônias negras sem formação de halo.	$\geq 50\%$	26 UFC	29 UFC	91 %

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 20 / 04 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br