

Certificado de Análise



Produto: Caldo BHI

MS nº 80044370011

Lote: C-CBHI 960001

Código: 4161.C096

**Tubo de 16x150mm com
7ml.**

Fabricação: 24/ 06/ 2024

Vencimento: 24/ 10/ 2024

Laudos: 24C0357

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro a médio.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,40 ± 0,20	7,50	
Viabilidade	Especificação	Média Referência	Crescimento Visível
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≤ 100 UFC	48 UFC	Conforme

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.


Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 27/ 06 / 2024