

Certificado de Análise



Produto: Agar CLED.

MS nº 80044370011

Lote: C-CLED 060054

Código: 4218.C006

**Placas 90x15 bipartida com
9 ml por compartimento.**

Fabricação: 24 / 06 / 2025

Vencimento: 24 / 10 / 2025

Laudo: 25C0329

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

RESULTADO

ENSAIO

REQUISITO

Compartimento 1 Compartimento 2

Aspecto

Cor	Verde-azulado a verde-escuro.	Conforme	Conforme
Transparência	Translúcido.	Conforme	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	Conforme

Esterilidade

3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	Conforme
------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

pH	7,30 ± 0,20	7,12	7,11
-----------	-------------	-------------	-------------

Viabilidade

<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Boa recuperação com colônias amarelas e alteração do meio para amarelo.	Conforme	Conforme
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Boa recuperação com colônias incolores e alteração do meio para azul.	Conforme	Conforme

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 27 / 06 / 2025