

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Eosina Azul de Metileno (EMB).

MS nº 80044370011

Lote: C-EMB 010023

Código: 4219.C001

Placas 90x15 com 18 ml.

Fabricação: 24 / 06 / 2024

Vencimento: 24 / 10 / 2024

Laudo: 24C0359

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Castanho-avermelhado a violeta.	Conforme
Transparência	Translúcido.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,10 ± 0,20	6,96
Viabilidade		
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Boa recuperação com colônias vermelhas com brilho.	Conforme
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inibição parcial.	Conforme

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 27 / 06 / 2024