

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar MacConkey.

MS nº 80044370011

Lote: C-MCCK 010009

Código: 4014.C001

Placas 90x15 com 18 ml.

Fabricação: 15 / 06 / 2022

Vencimento: 15 / 10 / 2022

Laudos: 22C0101

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Púrpura avermelhado.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,10 ± 0,20	7,02
Viabilidade		
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Boa recuperação com colônias rosa a vermelho e formação de precipitado.	Conforme

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 20 / 06 / 2022

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br