

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar MacConkey.

MS nº 80044370011

Lote: C-MCCK 010061

Código: 4014.C001

Placas 90x15 com 18 ml.

Fabricação: 27 / 06 / 2025

Vencimento: 27 / 10 / 2025

Laudos: 25C0336

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Púrpura avermelhado.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,10 ± 0,20	7,21
Viabilidade		
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Boa recuperação com colônias rosa a vermelho e formação de precipitado.	Conforme
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Boa recuperação com colônias incolores e sem formação de precipitado.	Conforme
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Inibido.	Conforme

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 30 / 06 / 2025