

Certificado de Análise



Produto: Agar Mueller Hinton.

MS n° 80044370013

Lote: C-MH 010037

Código: 4053.C001

Placas 90x15 com 27 ml.

Fabricação: 25 / 06 / 2024

Vencimento: 25 / 10 / 2024

Laudo: 24C0362

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar.	Conforme	
Transparência	Translúcido a opalescente.	Conforme	
Textura	Gelatinoso.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,30 ± 0,20	7,33	
Viabilidade			
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ampicilina 10µg	15-22 mm	Conforme
	Gentamicina 10µg	19-26 mm	Conforme
	Cefalexina 30µg	15-21 mm	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Cefepima 30µg	25-31 mm	Conforme
	Gentamicina 10µg	17-23 mm	Conforme
	Meropenem	27-33 mm	Conforme

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 28 / 06 / 2024