

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Mueller Hinton.

MS nº 80044370013

Lote: C-MH 080226

Código: 4053.C008

Placas 150x15 com 70ml.

Fabricação: 25 / 06 / 2025

Vencimento: 25 / 10 / 2025

Laudo: 25C0330

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Translúcido a opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,30 ± 0,20	7,40
Viabilidade		
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ampicilina 10µg	15-22 mm
	Gentamicina 10µg	19-26 mm
	Cefalexina 30µg	15-21 mm
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Cefepima 30µg	25-31 mm
	Gentamicina 10µg	17-23 mm
	Meropenem	27-33 mm

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 30 / 06 / 2025