

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Mueller Hinton.

MS nº 80044370013

Lote: C-MH 080227

Código: 4053.C008

Placas 150x15 com 70ml.

Fabricação: 27 / 06 / 2025

Vencimento: 27 / 10 / 2025

Laudo: 25C0337

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar.	Conforme	
Transparência	Translúcido a opalescente.	Conforme	
Textura	Gelatinoso.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,30 ± 0,20	7,39	
Viabilidade			
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ampicilina 10µg	15-22 mm	Conforme
	Gentamicina 10µg	19-26 mm	Conforme
	Cefalexina 30µg	15-21 mm	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Cefepima 30µg	25-31 mm	Conforme
	Gentamicina 10µg	17-23 mm	Conforme
	Meropenem	27-33 mm	Conforme

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 30 / 06 / 2025