

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Sabouraud 2% com Cloranfenicol.

MS nº 80044370012

Lote: C-SD2C 010015

Código: 4213.C001

Placas 90x15 com 18ml.

Fabricação: 26 / 06 / 2025

Vencimento: 26 / 10 / 2025

Laudo: 25C0333

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	5,60 ± 0,20	5,40
Viabilidade		
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Boa recuperação.	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Boa recuperação.	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Inibido.	Conforme

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 30 / 06 / 2025