

# Certificado de Análise



**Produto:** Agar Sal Manitol.

**MS nº** 80044370012

**Lote:** C-SM 010021

**Código:** 4023.C001

**Placas** 90x15 com 18 ml.

**Fabricação:** 15 / 04 / 2024

**Vencimento:** 15 / 08 / 2024

**Laudos:** 24C0215

**Observação:** Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
<b>Aspecto</b>		
Cor	Laranja avermelhado.	<b>Conforme</b>
Transparência	Ligeiramente opalescente.	<b>Conforme</b>
Textura	Gelatinoso.	<b>Conforme</b>
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>
<b>Esterilidade</b>		
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>
<b>pH</b>	7,40 ± 0,20	<b>7,46</b>
<b>Viabilidade</b>		
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Boa recuperação com colônias amarelas e alteração na cor do meio para amarelo.	<b>Conforme</b>

**Wellington da Matta**  
Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553

**Produto liberado para uso em: 18 / 04 / 2024**