

Certificado de Análise



Produto: Agar Sal Manitol.

MS nº 80044370012

Lote: C-SM 010024

Código: 4023.C001

Placas 90x15 com 18 ml.

Fabricação: 25 / 06 / 2024

Vencimento: 25 / 10 / 2024

Laudos: 24C0363

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Laranja avermelhado.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,40 ± 0,20	7,51
Viabilidade		
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Boa recuperação com colônias amarelas e alteração na cor do meio para amarelo.	Conforme

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 28 / 06 / 2024