

Certificado de Análise



Produto: Agar CromoCen UTI.

MS nº 80044370012

Lote: C-UTI 070018

Código: 4275.C007

Placas 90x15 tripartida com 7 ml por compartimento.

Fabricação: 25 / 06 / 2025

Vencimento: 25 / 10 / 2025

Laudo: 25C0332

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
		Compartimento 1	Compartimento 2	Compartimento 3
Aspecto				
Cor	Âmbar claro.	Conforme	Conforme	Conforme
Transparência	Translúcido a ligeiramente opalescente.	Conforme	Conforme	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme	Conforme	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	Conforme	Conforme
Esterilidade				
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	Conforme	Conforme
pH	6,90 ± 0,30	6,69	6,64	6,69
Viabilidade (24 horas de incubação entre 35 e 37 °C)				
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Boa recuperação com colônias azul a roxo (colônias mucóides).	Conforme	Conforme	Conforme
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Boa recuperação com colônias azuis esverdeadas (colônias pequenas).	Conforme	Conforme	Conforme
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	Boa recuperação com colônias marrons claras.	Conforme	Conforme	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Boa recuperação com colônias roxas a magenta.	Conforme	Conforme	Conforme

Observação: para alguns microrganismos talvez seja necessária uma incubação de 48 horas.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 30 / 06 / 2025