

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar CB.**

**Código: 4177.0010**

**Lote: CB 80105**

**Placas 90x15 com 25 ml.**

**Fabricação: 28 / 03 / 2018**

**Vencimento: 28 / 05 / 2018**

**Laudo: 180349**

| <b>ENSAIO</b>          | <b>REQUISITO</b>          | <b>RESULTADO</b> |
|------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Aspecto</b>         |                           |                  |
| Cor                    | Âmbar a âmbar escuro.     | <b>Conforme</b>  |
| Transparência          | Ligeiramente opalescente. | <b>Conforme</b>  |
| Textura                | Gelatinoso.               | <b>Conforme</b>  |
| Homogeneidade          | Homogêneo.                | <b>Conforme</b>  |
| <b>Esterilidade</b>    |                           |                  |
| 3 dias a 32,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento.  | <b>Conforme</b>  |
| <b>pH</b>              | 7,00 ± 0,10               | <b>7,01</b>      |

| <b>Viabilidade</b>                     | <b>Especificação</b> | <b>Média do Lote</b> | <b>Média Referência</b> | <b>Recuperação</b> |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739      | ≥ 70%                | <b>40 UFC</b>        | <b>42 UFC</b>           | <b>96 %</b>        |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | ≥ 70%                | <b>33 UFC</b>        | <b>31 UFC</b>           | <b>106 %</b>       |

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 05 / 04 / 2018**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br