

Certificado de Análise



Produto: Caldo Dextrose Sabouraud.

Código: 4119.0037

Lote: CDS 370026

Tubo de Polietileno de 15ml com 09ml.

Fabricação: 12 / 04 / 2024

Vencimento: 12 / 08 / 2024

Laudo: 240740

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro a âmbar.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$5,60 \pm 0,20$	5,40	
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	48 UFC	Conforme

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 17 / 04 / 2024