

Certificado de Análise



Produto: Caldo MacConkey.

Lote: CMCK 210001

Fabricação: 07 / 01 / 2020

Vencimento: 07 / 04 / 2020

Código: 4121.0200

Frasco com tampa lacre de 250ml com 100 ml.

Laudos: 200018

ENSAIO	REQUISITO		RESULTADO
Aspecto			
Cor	Púrpura avermelhado.		Conforme
Transparência	Translúcido.		Conforme
Textura	Líquido.		Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.		Conforme
Esterilidade			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.		Conforme
pH	$7,30 \pm 0,20$		7,12
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Alteração da cor do meio para amarelo e formação de gás.	≤ 100 UFC	32 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 100 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 10 / 01 / 2020

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br