

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Frascos prontos para uso contendo meio de cultivo Caldo MacConkey.

Lote: CMCK 210061

**Frasco com tampa lacre de
225ml com 100 ml de meio.**

Código: 4121.0200

Fabricação: 15 / 04 / 2024

Vencimento: 15 / 08 / 2024

Laudo: 240747

COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO
Peptona de gelatina	20,0 g/L	Púrpura de bromocresol	0,01 g/L
Lactose	10,0 g/L	Ox bile dried	5,0 g/L

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Esterilidade (3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C)	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,40	
Aspecto			
Cor	Púrpura avermelhado.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Alteração da cor do meio para amarelo e formação de gás.	≤ 100 UFC	54 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 100 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 18 / 04 / 2024

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br