

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Frascos prontos para uso contendo meio de cultivo Caldo MacConkey.

Lote: CMCK 210107

**Frasco com tampa lacre de
225ml com 100 ml de meio.**

Código: 4121.0200

Fabricação: 07 / 07 / 2025

Vencimento: 06 / 11 / 2025

Laudo: 251218

COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO
Peptona de gelatina	20,0 g/L	Púrpura de bromocresol	0,01 g/L
Lactose	10,0 g/L	Ox bile dried	5,0 g/L

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Controle Negativo (3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C)	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,27	
Aspecto			
Cor	Púrpura avermelhado.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Alteração da cor do meio para amarelo e formação de gás.	≤ 100 UFC	55 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 100 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 10 / 07 / 2025

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone: 19 3716-8092, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br