

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Caldo MacConkey.

Lote: CMCK 440003

Fabricação: 07 / 07 / 2025

Vencimento: 06 / 11 / 2025

Código: 4121.0100

**Frasco de vidro de 250ml
com 100ml de meio.**

Laudos: 251215

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Púrpura avermelhado.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Controle Negativo			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,31	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Alteração da cor do meio para amarelo e formação de gás.	≤ 100 UFC	55 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 100 UFC	100 \geq UFC	Inibido

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 10 / 07 / 2025