

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Caldo MacConkey.

Código: 4121.0010

Lote: CMCK 81206

Frasco com selo de alumínio de 20ml com 10ml.

Fabricação: 19 / 09 / 2018

Vencimento: 19 / 12 / 2018

Laud: 181050

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Púrpura avermelhado.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,30 ± 0,20	7,21	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Alteração da cor do meio para amarelo e formação de gás.	≤ 100 UFC	18 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 100 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 24 / 09 / 2018

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br