

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido K

Código: 4225.0202

Lote: FLDK 900037

Frasco TP Lacre com Ponto de Injeção de 225ml c/ 200ml

Fabricação: 16 / 01 / 2025 Vencimento: 18 / 07 / 2025

Laudo: 250092

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar a âmbar escuro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Controle Negativo			
5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$6,90 \pm 0,20$	7,10	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	58 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	49 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 21 / 01 / 2025

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone: 19 3716-8092, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br