

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja, Tween 80 e BetaLactamase.**

**Código: 4130.0010**

**Lote: MCTAB 010023**

**Placas 90x15 com 20 ml.**

**Laudo: 201706**

**BetaLactamase:  
019.MP.00220**

**10ml/Litro**

**1.000 IU Cefalosporinase  
10.000 IU Penicilinase**

**Fabricação: 10 / 12 / 2020**

**Vencimento: 12 / 03 / 2021**

## ENSAIO

## REQUISITO

## RESULTADO

### Aspecto

Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

### Esterilidade

3 a 5 dias a  $22,5 \pm 2,5$  °C +  
2 a 3 dias a  $32,5 \pm 2,5$  °C

Ausência de crescimento.

Conforme

### pH

$7,30 \pm 0,20$

7,11

### Viabilidade

#### Especificação

#### Média do Lote

#### Média Referência

#### Recuperação

<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	24 UFC	24 UFC	100 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	32 UFC	34 UFC	94 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	22 UFC	21 UFC	102 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	28 UFC	29 UFC	96 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	36 UFC	33 UFC	108 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	11 UFC	12 UFC	96 %

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi  $\leq 100$  UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**

**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 21 / 12 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br