

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja, Tween 80 e BetaLactamase.

Código: 4130.0110

Lote: MCTAB 020003

Placas rodac com 17,5 ml.

Laudo: 2002012

**BetaLactamase:
019.MP.00318**

10ml/Litro

**1.000 IU Cefalosporinase
10.000 IU Penicilinase**

Fabricação: 25 / 02 / 2020

Vencimento: 25 / 05 / 2020

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	7,30 ± 0,20	7,19		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	31 UFC	32 UFC	98 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	28 UFC	29 UFC	98 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	21 UFC	23 UFC	91 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	39 UFC	40 UFC	96 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	32 UFC	33 UFC	97 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	15 UFC	16 UFC	94 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 04 / 03 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br