

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja, Tween 80 e BetaLactamase.

Código: 4130.0110

Lote: MCTAB 80222

Placas rodac com 17,5 ml.

Laudo: 181226

BetaLactamase: 019.B.00117 10ml/Litro

1.000 IU Cefalosporinase

10.000 IU Penicilinase

Fabricação: 05 / 11 / 2018

Vencimento: 05 / 02 / 2019

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

Esterilidade

5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
----------------------------	--------------------------	----------

pH	$7,30 \pm 0,20$	7,13
----	-----------------	------

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\geq 70\%$	17 UFC	17 UFC	103 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\geq 70\%$	17 UFC	19 UFC	92 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\geq 70\%$	28 UFC	31 UFC	92 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\geq 70\%$	34 UFC	32 UFC	106 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\geq 70\%$	17 UFC	17 UFC	97 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\geq 50\%$	13 UFC	13 UFC	104 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 13 / 11 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br