

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja, Tween 80 e BetaLactamase.**

**Código: 4130.0110**

**Lote: MCTAB 90201**

**Placas rodac com 17,5 ml.**

**Laudo: 190017**

**BetaLactamase: 019.B.00117 10ml/Litro**

**1.000 IU Cefalosporinase**

**10.000 IU Penicilinase**

**Fabricação: 07 / 01 / 2019**

**Vencimento: 07 / 04 / 2019**

## ENSAIO

## REQUISITO

## RESULTADO

### Aspecto

Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

### Esterilidade

5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
----------------------------	--------------------------	----------

pH	$7,30 \pm 0,20$	7,16
----	-----------------	------

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\geq 70\%$	29 UFC	32 UFC	92 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\geq 70\%$	30 UFC	31 UFC	95 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\geq 70\%$	28 UFC	29 UFC	97 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\geq 70\%$	21 UFC	22 UFC	98 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\geq 70\%$	19 UFC	20 UFC	93 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\geq 50\%$	17 UFC	16 UFC	106 %

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi  $\leq 100$  UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 15 / 01 / 2019**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br