

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja, Tween 80 e Penase.

Código: 4065.0010

Lote: MCTAP 90112

Lote Penase CEFAR: F 6609

Placas 90x15 com 30 ml.

Fabricação: 17 / 10 / 2019

Vencimento: 17 / 04 / 2020

Laudo: 191177

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,30 ± 0,20	7,38

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	27 UFC	28 UFC	95 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	28 UFC	29 UFC	96 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	27 UFC	29 UFC	91 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	31 UFC	33 UFC	95 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	27 UFC	28 UFC	98 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	13 UFC	14 UFC	96 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 28 / 10 / 2019

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br