

# Certificado de Análise



**Produto:** Agar Mueller Hinton

**Lote:** MH 90801

**Fabricação:** 28 / 10 / 2019

**Vencimento:** 28 / 01 / 2020

**Código:** 4053.0150

**Placas 150x15 com 60 ml.**

**Laudo:** 191221

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
<b>Aspecto</b>		
Cor	Marrom Amarelado	Conforme
Transparência	Translúcido opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
<b>Esterilidade</b>		
5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
<b>pH</b>	$7,40 \pm 0,20$	7,54

Viabilidade	Antibiótico	Especificação	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Ampicilina 10ug	27 - 35mm	35 mm
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Tetraciclina 30ug	19 – 28 mm	22 mm
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Gentamicina 10ug	19 – 27 mm	19 mm
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ampicilina 10ug	16 – 22 mm	17 mm
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Tetraciclina 30ug	18 – 25 mm	19 mm
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Gentamicina 10ug	19 – 26 mm	20 mm

**Inóculo:** Sensibilidade do Micro-organismo frente ao Antibiótico – Formação de Halo de Inibição.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 04 / 11 / 2019**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br